

MLAJ 製品レポート【ベルクロ式装具①】

1. 商品名：ジョブスト ファロークイック

形状：レッグピース（下腿部）

圧迫圧：足首 30～40mmHg

取扱い：テルモ BSN

詳細：https://www.terumo.co.jp/medical/equipment/md/upload_files/22T352.pdf

4つのベルトの内側にスリーブが付いていることで、安定した状態でベルトを締めることができます。本来は別売りのハイブリッドライナー〔足首 20～30mmHg〕を下に履いて使用しますが、リンパ浮腫の患者さんの場合には弾性着衣を履いた上に圧迫の補助として使用する場合が多いように思います。弾性着衣単独では圧が足りない場合、特に患者さん自身に引き上げる力がない場合にお勧めしています。

生地が柔らかく形状にフィットするためそれほど厚ぼったくなく、肌触りも良いです。写真の患者さんの場合は、弾性ストッキング（クラス2）＋ファロークイックの上に静脈疾患用のハイソックスを重ね履きすることにより、ベルクロ部分が衣服と擦れて劣化するのを防ぎ、全体的な圧をさらに高めています。



2. 商品名：メディ ジャクスタライト

形状：下腿用

圧迫圧：20～50mmHg

取扱い：メディジャパン

詳細：<https://www.medi-japan.co.jp/shop/juxtalite-lower-legging.html>

ジャクスタライトは、付属品としてコンプレッションアンクレット（2枚）、本体の下に着用するレッグライナー、着圧の目安となるBPSカードが入っています。

写真の患者さんは下腿の皮膚に硬さがあり、弾性ストッキング（クラス2）の上に圧迫の補助として着用されています。上段真ん中の写真は、コンプレッションアンクレットを履いた状態です。

BPSカードを使って、メモリを見ながら着圧の調整ができるのが大変便利です。

生地はしなやかですが、しっかりとしていて安定感があります。

