

MLAJ 製品レポート【ベルクロ式装具②】

1. 商品名：イージーラップ

形状：上肢（ハンドピース、アームスリーブ）

下肢（タイピース、レッグピース、フットピース）

圧迫圧：ライト（20-30mmHg）ストロング（30-40mmHg、下肢のみ）

取扱い：日本リンパ浮腫サポートセンター

詳細：<http://www.easywrap.info/jp/design.html>



生地は他社と比較すると伸び硬度が高く、使い始めから生地が馴染んで装着しやすい印象です。

上肢用アームスリーブは筒型の下地に腕を通してから面ファスナーを留めていくため、

患者さんが片手で調整しやすい形状です。

2. 商品名：レディラップ

形状：上肢（ミトン、アームスリーブ）

下肢（下腿、大腿、膝、フット、つま先、延長用ストラップ）

圧迫圧：20-40mmHg

取扱い：ナック商会

詳細：<https://www.nakcorp.co.jp/product/rw/>



カーブ上のストラップが巻いた際に体の形状にフィットするように作られています。濃淡のベルクロテープを薄い色から順番に留めていくユニークな仕様です。

生地は例えるとウェットスーツのような硬めの生地のため、しっかり引っ張って留める必要があります。ストラップも隣同士が重なるため着圧が安定し、装具を外した後に皮膚に凹凸が生じることもありません。ブラックとベージュの2色から選択できる点も患者さんには人気です。



3. 商品名：シグバリス ラップ

形状：下肢（コンプレフレックスカーフ下腿用、コンプレブーツ足部用）

圧迫圧：21-46mmHg（下腿用）30-40mmHg（足部用）

取扱い：九州メディカルサービス



コンプレッションカーフ（下腿用）は内側の筒状構造に足を通してから4本のベルトを留めていきます。

患者さんは長座位をとらなくても椅子に座った状態で装着が可能です。

生地は厚みがありやや毛羽立ちのあるフェルト状となりベルクロとの接地面も大きくしっかりと留まります。付属のライナーはグレー、別売りの足部加圧用ライナーと本体は黒でのご用意です。