

## ベノサン着用レポート

2021.9.9

### □ ベノサン 7000 片足ベルト付きストッキング（CCL2 ショート丈 カラー:ベージュ）

左下肢リンパ浮腫の患者さんに試着していただきました。患肢の状態は主に大腿に浮腫がみられ、張りが強い状態ですが、下腿には薄く肥厚がある程度で見た目はすっきりとしています。

着用された感想は、「生地はそれほど厚手ではないが、しっかり支えてくれている感じがする。あまり浮腫んでいない膝下にもサポート感があって良い。踵の部分を入れる時もスツと入って楽だった。シーセル(海藻を練りこんだ天然素材繊維。ミネラル、ビタミンを含んだ吸放湿性の高い素材)配合という点も興味があります」との事でした。



### □ ベノサン 5000 パンティストッキング（CCL2 ショート丈 カラー:ブラック）

セラピストが朝から夜まで1日、勤務時に着用してみました。生地のは感じは縦横にあまり伸びず、やや硬めです。そのせいか厚さはそれほど無い割に、支えられている感じはありました。私は立位での浮腫みが数時間で生じるので、普段から CCL1～2の弾性ストッキングを着用しています。夜になっても脚はすっきりとしていました。

あまり伸びが無いせいか、大腿の上部と臀部になじむ感じがしませんでした。また、ウエスト部が細めなのでそのあたりがふくよかな方には向かないかもしれません。

銀をコーティングした繊維を使用している為、少し白っぽく見えます。また、触れた感じはシャリ感があり、涼しげな印象がありました。



□ ベノサン 4000 スリーブ (CCL1 レギュラー丈 カラー:メキシコ)

セラピストが1時間ほど着用しました。生地 thickness、柔らかさが程よく、肌に着けた感じも気持ち良いです。手関節の径は、他社のスリーブの中でもやや細めの方だと思います。手関節付近に強く浮腫が出ている方には不向きかもしれません。上端は折り返し部分も幅広めで食い込み、ずり落ちなく快適でした。



## VENOSAN(ベノサン)4000

形状：AT パンティストッキング(パンティ部加圧)

圧迫圧：23～32mmHg (クラス2程度)

編み方：丸あみ

色：メキシコ

<40代 女性>試着後ご意見をいただきました。

- ・生地が厚みがしっかりあり、着脱の際に伝線する心配はないように思った。
- ・色(メキシコ)は落ち着いたベージュで日本人の肌に馴染む。
- ・ウエストはボタン付きのゴムで調整できる。座っていても苦しくなく快適。
- ・肌触りは着脱の際少しザラっとしているが履いてしまえば気にならない。
- ・お尻までしっかり皺なく伸ばして履ければ関節の食い込みもなく快適。
- ・下腹部加圧タイプということで前面の単径まわりはすっきり抑えられているが、後面のお尻からももの付け根のあたりは抑えきれずプクッと膨らんでしまう。  
下腹部加圧タイプでないパンストに比べると下腹部全体がサポートされて気持ち良い。



下腹部周囲の脂肪組織が多いタイプの患者さんの場合、特に臀溝周囲のサポートがきちんとできているか食い込んでいないかチェックが必要です。

下腹部加圧ということで、ウエストの締め付けを心配しましたが、立体的な形状でウエスト部分もゆったりと作られておりお勧めしやすいと思いました。ボタンで調整できるのもずり落ちないように個別に対応できるため便利です。

(認定教師 T)